




HomeMediCare

για ασθενή

Έκδοση 1.0 Ιούνιος 2021

Playstore
HomeMediCare

Εφαρμογή για
ασθενή



HomeMediCare



Εισάγετε το email

Εισάγετε το κωδικό

Είσοδος Εγγραφή

[Ξεχάσατε το password; Επαναφορά εδώ.](#)

Εγγραφή:
Δημιουργία
λογαριασμού
και σύνδεση
με ιατρείο

- Εισάγετε ονοματεπώνυμο, email , κωδικό και επιλέγετε το προσωπικό ιατρείο σας
- Ολοκληρώνετε με την εγγραφή

🔒 3% 11:21



Ληψιοδυνάμια ληψιοδυναμίου

Εισάγετε όνομα

zacharias christogiannis Εισάγετε το email

Εισάγετε το password

Εισάγετε ξανά το password

Επιλέξτε Ιατρείο

ΕΓΓΡΑΦΗ

QWERTY

Είσοδος:
Εισάγεται το
email και το
προσωπικό σας
κωδικό που
δημιουργήσατε
κατά την εγγραφή

HomeMediCare




test12346@gmail.com

.....

Είσοδος Εγγραφή

[Ξεχάσατε το password; Επαναφορά εδώ.](#)

Επιλογές χρήστη



Με τη σύμφωνη γνώμη σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων (γίνεται τη πρώτη φορά) εισέρχεστε στο μενού επιλογών του χρήστη.

Ο χρήστης μπορεί να δημιουργεί και να διαχειρίζεται ασθενείς. Ένας λογαριασμός → πολλοί ασθενείς (πχ. μητέρα, πατέρα κτλ)

Επιλογές χρήστη

HomeMediCare
Καλώς ήρθες, ΖΑΧΑΡΙΑΣ

!

+ 
Καταχώρηση
Νέου Ασθενή


0


Το Ιατρείο


Εξόδος

Καταχώρηση Νέου Ασθενή:

- Εισάγουμε τα στοιχεία του ασθενή και τη φαρμακευτική αγωγή του

Η χρήση της εφαρμογής γίνεται αποκλειστικά από ασθενείς που έχουν ήδη ιατρικό φάκελο στο ιατρείο. Διαφορετικά δε θα πιστοποιούνται από τον ιατρό.

HomeMediCare
Στοιχεία Ασθενούς

Στοιχεία Ασθενούς

ΑΜΚΑ
.....

Όνομα
.....

Επώνυμο
.....

Υψος
Υψος σε μέτρα
.....

Τηλέφωνο
.....

Διεύθυνση
.....

Φαρμακευτική Αγωγή
Γράψτε τη φαρμακευτική σας αγωγή
.....

Αποθήκευση

- + ,

* / .

() =


1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #


Επιλογές χρήστη



Νέες ειδοποιήσεις


Βλέπουμε τις νέες ειδοποιήσεις για τα ζωτικά των ασθενων μας που έχει δημιουργήσει ο ιατρός και δεν τις έχουμε δει ακόμη. Ειδοποιήσεις δημιουργούνται μόνο όταν οι μετρήσεις του ασθενούς είναι παθολογικές

Επιλογές χρήστη



Ρυθμίσεις:

Επιλογή των ζωτικών που
θελουμε να
διαχειριζόμαστε (ποιες
μετρήσεις θέλουμε να
καταγράφουμε)
Εφαρμόζεται για όλους
τους ασθενείς




Επιλογές χρήστη



Ανακοινώσεις:


Ανακοινώσεις-μηνύματα πχ ενημερώσεις για τον Covid 19, οδηγίες διατροφής κ.α που αποστέλλονται κατά διαστήματα από τον θεράποντα ιατρό σε όλους τους ασθενείς του που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα HomeMediCare.

Διαχείριση ασθενούς



Ασθενείς
Επιλέγουμε τον ασθενή που θέλουμε να διαχειριστούμε.

Θα πρέπει ο ιατρός να έχει πιστοποιήσει τον ασθενή





Επιλέξτε

test 2 test 2

ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Επιλέγοντας τον ασθενή
εμφανίζεται το μενού επιλογών
του ασθενή



**Διαχείριση/επιλογές
ασθενούς**

Διαχείριση ασθενούς

HomeMediCare
ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΜΚΑ:38228288

 Νέα καταχώρηση

 Καταχωρήσει

Νέα καταχώρηση:

- Ανά ημερομηνία/Πρωί-Βράδυ
- Συστολική / Διαστολική πίεση
- Παλμοί
- Κορεσμός
- Σάκχαρο
- Βάρος (BMI)
- INR
- Κρεατινίνη
- Κάλιο
- Γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη
- Φαρμακευτική αγωγή

HomeMediCare
Καταχώρηση νέας μέτρησης (ζωτικών), ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Εισάγετε τα ζωτικά σας

Ημερομηνία
2021-05-18

Μέτρηση
☐ Πρωί
☐ Βράδυ

Συστολική / Διαστολική
..... / mmHg

Παλμοί
..... bpm

Κορεσμός
..... %

Σάκχαρο
..... mg/dl

Βάρος
..... Kg

INR
.....

Κρεατινίνη
..... mg/dl

Κάλιο
..... mEq/l


Γλυκοζιωμένη Αιμοσφαιρίνη HbA1c
..... %

Φαρμακευτική Αγωγή

Αποθήκευση

Μηνύματα

Διαχείριση ασθενούς



Διαχείριση ασθενούς

The image displays two screenshots of the HomeMediCare Doctor application. The left screenshot shows a date selection interface with a list of dates. The date '21-05-05' is highlighted with a red circle. A blue arrow points from this date to the right screenshot, which shows the patient's vital signs page for the selected date. The right screenshot also has a red circle around the date '21-05-05' and the word 'Πρωί' (Morning).

HomeMediCare Doctor
Alerts ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΣ

2021-04-26

21-05-05

2021-02-28

2021-02-11

2021-02-07

2021-02-02

2021-01-19

2021-01-19

2021-01-18

Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ ζωτικών μετρήσεων

HomeMediCare
Καταχωρήσεις Μετρήσεων Ζωτικών
ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΣ

Ζωτικά, 2021-05-05 Πρωί

Συστολική / Διαστολική
130 / 80 mmHg

Παλμοί
95 bpm

Κορεσμός
98 %

Σάκχαρο
0 mg/dl

Βάρος
0 Kg

BMI
0.0

INR
0.0


Κρεατινίνη
0.0

Κάλιο
0.0

Γλυκοζυωμένη Αιμοσφαρίνη HbA1c
10.0

Φαρμακευτική Αγωγή
0

Διαχείριση ασθενούς



Στοιχεία για προσθήκη εξέτασης

εξετάσεις αιματος

Εύρεση εικόνας



Προσθήκη Εξέτασης

Εξετάσεις: ανεβάζουμε στο ιατρείο εξετάσεις μας (αίματος, υπερήχους κ.α). στη παρούσα έκδοση αποστέλλονται μόνο εικόνες. Μελλοντικά και άλλες μορφές αρχείων όπως μορφή PDF

Διαχείριση ασθενούς


HomeMediCare
ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΜΚΑ:38228288



Είδοι


Ζωτικά σε γράφημα:
Γραφική αναπαράσταση
ζωτικών μετρήσεων με
επιλογή των ζωτικών
παραμέτρων και δυνατότητα
εξαγωγής σε εικόνα

HomeMediCare Doctor
Γράφημα, ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ




Highcharts.com

Διαχείριση ασθενούς




Ειδοποίηση από ιατρό:

Ο ασθενής λαμβάνει γνώση για την οδηγία-διάγνωση του ιατρού σε συγκεκριμένη μέτρηση ζωτικών που είναι εκτός φυσιολογικών ορίων




Διαχείριση ασθενούς






Όλες οι ειδοποιήσεις από τον ιατρό:

Ο ασθενής μπορεί να ξαναδεί ημερολογιακά τις οδηγίες/διαγνώσεις για τις ζωτικές του μετρήσεις που έχει λάβει από τον ιατρό

Διαχείριση ασθενούς



Μηνύματα:
Μηνύματα από τον ιατρό
αποκλειστικά για τον
συγκεκριμένο ασθενή.



Με το πάνω δεξιά
εικονίδιο μπορούμε
κάθε φορά να
μεταφερόμαστε στο
προηγούμενο μενού
επιλογών.



HomeMediCare

για ασθενή

www.homemedicare.gr

Το παρόν αποτελεί Πνευματική Ιδιοκτησία και
απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση των παραπάνω χωρίς έγγραφη άδεια.